

Tabela de Códigos e Medidas

| Embosoft | |
|------------------------|--------|
| Tamanho Partícula (µm) | Código |
| 100-300 | 110749 |
| 300-500 | 110750 |
| 500-700 | 110751 |
| 700-900 | 110752 |
| 900-1100 | 110753 |

Volume: 2ml de partículas



V A S C U L A R

Embosoft

Microspheres

Indicações:

- Oclusões vasculares
- MAV - Malformação arteriovenosa
- Tumores hipervasculares


Polifit-70[®] Material Exclusivo

- Alto índice de compressão [60,3% sem ruptura]



Características:


- Fácil injeção
- Menor probabilidade de obstrução do cateter
- Embolização mais distal
- Fechamento do vaso mais seguro e efetivo



5 Opções de Tamanho

- 100-300µm
- 300-500µm
- 500-700µm
- 700-900µm
- 900-1100µm

Volume: 2ml de partículas



| Diâmetro interno do cateter | Micropartícula compatível (µm) | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|---------|---------|---------|----------|
| | 100-300 | 300-500 | 500-700 | 700-900 | 900-1100 |
| 0,040" (1020µm) | - | - | - | - | - |
| 0,032" (820µm) | - | - | - | - | - |
| 0,028" (720µm) | - | - | - | - | - |
| 0,024" (600µm) | - | - | - | - | - |
| 0,020" (520µm) | - | - | - | - | - |
| 0,017" (420µm) | - | - | - | - | - |